

POLYSAM PHARMA60 ACFM YG D

Артикул

50726 от 28/07/26

Сфера применения

Белая полуглянцевая бездревесная бумага машинной гладкости на акриловом клее. Предназначена для этикетирования фармацевтической продукции в емкостях малого диаметра и с рельефной поверхностью. Подходит для офсетной, глубокой и флексографской печати. Бумага может использоваться для термотрансферной печати.

Лицевой материал

Белая бумага

Плотность	64 ± 10 %	г/м2	(ISO 536)
Толщина	50 ± 10 %	мкм	(ISO 534)

Клей

Акриловый клей, постоянный.

FTM 9 методом петли

≥ 9 Н/25 мм (FTM 9)

Температура этикетирования

+10°C

Температура эксплуатации

-10 / +80°C

Подложка

Глассин желтого оттенка

Плотность	58 ± 4	г/м2	(ISO 536)
-----------	--------	------	-----------

Толщина	47 ± 3	мкм	(ISO 534)
---------	--------	-----	-----------

Ламинат

Плотность	140 ± 5 %	г/м2	(ISO 536)
-----------	-----------	------	-----------

Толщина	110 ± 5 %	мкм	(ISO 534)
---------	-----------	-----	-----------

Условия хранения

Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 23 ± 2°C и относительной влажности 50 ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.

Дополнительно

Материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от +10°C и влажности 50 ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации. Чтобы избежать процесса отслаивания красок необходимо следить чтобы они были не слишком густыми. Чтобы избежать стекания клея по краю этикетки при перемотке следует контролировать натяжение. Перед началом производства следует произвести предварительное тестирование, в т.ч. красок и чернил.